

# Mobile Röntgenanlagen

## Unverzichtbare Hilfsmittel

### Stat-X Vaquero

Die massgeschneiderte Halterung für ihr mobiles Röntgengerät! Das Fahrstativ Stat-X Vaquero ist ein stabiles, leicht zu zerlegendes und transportables Stativ. Das System kann in nur 10 Sekunden aufgebaut bzw. zusammengelegt werden. Es hat einen Trapezfuss mit 4 Rollen.

Das Gesamtgewicht des Stat-X Vaquero liegt bei 18 kg. Es ist bis 180 cm (optional: 205 cm) höhenverstellbar. Der Schwenkarm ist in den Längen 580 mm und 750 mm erhältlich und in drei Positionen mit Schnellspanneinrichtung verstellbar. Der seitliche Ausdrehbereich des Schwenkarms liegt bei  $\pm 5^\circ$ . Die äusseren Abmasse des komplett zusammengelegten Stativs sind 30 x 30 x 147 cm. Das Stativ ist für alle mobilen Röntgeneräte bis 25 kg Gewicht geeignet.



[Offerte anfordern](#)

### Abstandshalter

Die nur drei Millimeter dünnen Kassettenhalter sind aus unzerstörbarem Polycarbonat hergestellt. Ihre Filmkassette ist darin so sicher aufbewahrt wie in einem Safe. Durch den flexiblen einstellbaren 3D-Winkel, agiert Ihr Helfer ausserhalb des Gefahrenbereichs und hat einen maximalen Abstand zur Strahlung. Für alle Kassettenmasse und Systeme (konventionell, CR, DR) lieferbar.



[Offerte anfordern](#)



# Mobile Röntgenanlagen

## Unverzichtbare Hilfsmittel

### Skylinebox

Die rutschfeste Oberfläche und die Gummifüsse bieten dem Pferd einen sicheren Stand. Auf Grund der Erhöhung im vorderen Bereich muss der Pferdefuss nicht extrem gestreckt werden. Der Alu Griff ermöglicht einen schnellen Zugriff in Stress-Situationen.

**Alle Größen verfügbar**

18 x 24 cm, 24 x 30 cm  
und 35 x 43 cm



[Offerte anfordern](#)

---

### Podoblock

In Verbindung mit der Polycarbonat-Kassetten-Box, die einfach in die Führungsschlitze gesteckt wird, sind alle Aufnahmen am Huf sicher und problemlos möglich:

- Oxspring
- Zehe lateral 90°
- Zehe lateral 45°
- Huf a.p.

Das Halten der Kassette mit der Hand entfällt. Dadurch mehr Sicherheit am Pferd und hoher Schutz vor Röntgenstrahlung.

Der Podoblock ist in jeder gewünschten Höhe verfügbar.



[Offerte anfordern](#)



# Mobile Röntgenanlagen

## Unverzichtbare Hilfsmittel

### Bucky Lite

Der Bucky Lite ist ein mobiler Ständer zur Montage einer Röntgenkassetten-Schutzbox. Er lässt sich leicht auf eine geeignete Höhe für ein perfektes Röntgenergebnis einstellen. Er ist zusammenklappbar und aus leichtgewichtigen Material gefertigt, so dass er leicht transportiert oder herumgetragen werden kann. Die perfekte Ausrüstung, die effizient und praktisch für Ihre tägliche Arbeitsumgebung ist.

- Leichtgewichtiges Aluminium-Material
- Faltpbares und bewegliches Stativ
- Die maximale Höhe der Halterung für den Schutzkasten beträgt 150 cm
- Der vertikale Hub des Teleskoprohrs beträgt 60 cm
- Leicht zu transportieren mit einem Gewicht von 4,2 kg
- Abmessungen gefaltet 94 x 23 x 23 cm
- Kommt mit 5 Schwenkrädern (2 mit Feststellbremse)



Offerte anfordern

### DR-Cowboy Package

Das optimale Kombinationspaket für alle DR-Panel Röntgenaufnahmen. Sorgt für standardisierte und sichere Aufnahmen.

Paket bestehend aus:

- 1 Podoblock
- 1 DR-Cowboybox
- 1 DR-Combibox LM / AP
- 1 Combibox Dummy LM



Offerte anfordern