

Liste des prix des accessoires de radiographie



Commander des produits

Tous les produits du catalogue
d'accessoires peuvent être com-
mandés facilement sur notre
site web.

www.schweizer-roentgen.ch

Tous les prix sont en CHF (hors TVA), valable à partir du 01/01/2026. Sous réserve d'erreurs et de changements de prix. Nos conditions générales de vente (CGV) font partie intégrante de cette liste de prix. Cette liste de prix annule et remplace les précédentes.

Liste des prix des accessoires de radiographie

2/13

Table des matières

Aide au positionnement allongé pour la médecine humaine	Page 3
Aide au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire	Page 4 – 5
Aide au positionnement	Page 6
Registres radiographiques, appareils de mesure, étiquetage	Page 7
Article de radioprotection	Page 8 – 9
Lunettes de radioprotection	Page 10
Aimants à cassette pour Bucky	Page 11
Plaque de mémoire	Page 12 – 13

Accessoires de radiographie

Aides au positionnement allongé pour la médecine humaine

www.schweizer-roentgen.ch/humaine-positionnement Médecine humaine

Article	Informations techniques	Prix hors TVA*	Commande
400 121002 Aide au positionnement allongé n° 1 Coussin rectangulaire	env. 250 x 200 x 70 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	39.50 CHF	Commander 
400 121003 Aide au positionnement allongé n° 2 Grande cale	env. 250 x 200 x 110 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	37.50 CHF	Commander 
400 121004 Aide au positionnement allongé n° 3 Petite cale	env. 120 x 200 x 60 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	19.00 CHF	Commander 
400 121005 Aide au positionnement allongé n° 4 Cale aplatie	env. 250 x 200 x 70 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	37.50 CHF	Commander 
400 121006 Aide au positionnement allongé n° 5 Coussin rond	env. 200 x 50 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	23.00 CHF	Commander 
400 121007 Aide au positionnement allongé n° 7 Coussin rond avec un trou au centre	env. 200 x 50 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	24.50 CHF	Commander 
400 121008 Aide au positionnement allongé n° 7 Rouleau	env. 250 x 100 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	39.00 CHF	Commander 
610 70150300 Sac de calage rempli de farine de riz	Couleur bleue, lavable 15 x 30 mm	76.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Aides au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire

www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-positionnement

Médecine vétérinaire

Article	Informations techniques	Prix hors TVA*	Commande
400 121100 Ensemble complet d'aides au positionnement allongé (vétérinaire)		219.00 CHF	Commander 
400 121104 Aides au positionnement allongé n° 1 à 4 Uniquement disponible ensemble	Cale aplatie env. 245 x 200 x 60 mm	29.00 CHF	Commander 
	Grande cale env. 230 x 200 x 130 mm		
	Pyramide 265 x 200 x 135 mm		
	Petite cale env. 195 x 125 x 60 mm		
400 121102 Aide au positionnement allongé n° 5 Petit canal	Dimensions extérieures : 430 x 230 x 150 mm Canal : 430 x 100 x 100 mm	72.00 CHF	Commander 
400 121103 Aide au positionnement allongé n° 6 Canal moyen	Dimensions extérieures : 430 x 300 x 180 mm Canal : 430 x 175 x 130 mm	93.00 CHF	Commander 
400 121101 Aide au positionnement allongé n° 7 Grand canal	Dimensions extérieures : 550 x 390 x 220 mm Canal : 550 x 260 x 170 mm	109.05 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Aides au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire

www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-positionnement

Médecine vétérinaire

Article	Informations techniques	Prix hors TVA*	Commande
R500800 Ensemble de coussins radio-graphiques pour les examens vétérinaires 3 pièces	 Les produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité à usage médical. - Le matériau est facile à nettoyer. - Le matériau est perméable aux rayons X. - Le matériau est en polychlorure de vinyle et en tissu polyester. Petit 40 x 25 x 13 cm (L x l x H) Moyen 70 x 32 x 16 cm (L x l x H) Grand 90 x 40 x 20 cm (L x l x H) Couleurs Bleu foncé 	379.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Aides au positionnement

6/13

www.schweizer-roentgen.ch/aides-positionnement

Médecine humaine

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
400 100108 Supports individuels avec élément de fixation*	*Pour les systèmes dans lesquels le rail de guidage est monté latéralement. Nous avons conçu l'élément de fixation angulaire. Veuillez nous contacter.	280.00 CHF	Commander 
400 120013 Filtre égalisateur / Couvercles en caoutchouc plombé	Filtre double en aluminium (spécial pelvis) avec aimants pour le cadre Utilisable pour colonne thoracique en projection antéro-postérieure/colonne lombaire en projection latérale /épaule/bassin/pieds et mains en projection antéro-postérieure	326.00 CHF	Commander 
400 120013 Filtre égalisateur en aluminium pente douce pour la colonne vertébrale avec aimants pour le cadre (en trois parties)	Filtre 1 pour la colonne thoracique en projection latérale	446.00 CHF	Commander 
	Filtre 2 pour colonne thoracique en projection antéro-postérieure		
	Filtre 3 pour colonne thoracique en projections antéro-postérieure et latérale /épaule en projection antéro-postérieure/pieds et mains en projection antéro-postérieure		
400 120014 Filtre pente douce en aluminium 0-15 mm avec aimants pour le cadre	Filtre pente douce large : 90 mm	204.00 CHF	Commander 
400 120000 Cadre pour filtre en aluminium pente douce avec aimants	Réglable en largeur LV	195.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Registres radiographiques, appareils de mesure, étiquetage


7/13

www.schweizer-roentgen.ch/humaine-mesurer

Médecine humaine

www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-mesurer

Médecine vétérinaire

Article		Prix hors TVA*	Commande
710 00001 Registre radiographique A5		24.80 CHF	Commander 
			Commander 
710 00002 Registre radiographique A4		41.00 CHF	Commander 
			Commander 
400 123001 Pied à coulisse		171.00 CHF	Commander 
			Commander 
400 000011 Rapporteur Goniomètre (en deux parties)		29.70 CHF	Commander 
			Commander 
Lettres en plomb 15 mm (standard)	700 000300 Lettre « R »		7.90 CHF
			Commander 
			Commander 
	700 000300 Lettre « L »		7.90 CHF
			Commander 
			Commander 
	700 000300 Lettre « D »		7.90 CHF
			Commander 
			Commander 
	700 000300 Lettre « G »		7.90 CHF
			Commander 
			Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Article de radioprotection

8/13

www.schweizer-roentgen.ch/humaine-radioprotection
www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-radioprotection

Médecine humaine

Médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
610 22161106 Tablier F Taille Medium, fermeture à clip 0,25 mm de Pb (conventionnel)	Largeur au niveau des hanches 60 cm Longueur 110 cm 	357.00 CHF	Commander  Commander 
610 23161106 Tablier F Taille Medium, fermeture à clip 0,35 mm de Pb	Largeur au niveau des épaules 48 cm Autres tailles Sur demande 	398.00 CHF	Commander  Commander 
610 25100372 Demi-tablier Fermeture velcro 0,5 mm de Pb	Dimensions 37 x 45 cm Autres tailles Sur demande 	148.00 CHF	Commander 
Jupe protège-gonades Fermeture velcro 0,5 mm de Pb	610 25100452 Taille Large Circonférence env. 81 à 90 cm Longueur 45 cm 610 25100453 Taille X-Large Circonférence env. 91 à 100 cm Longueur 50 cm Autres tailles Sur demande 	315.00 CHF 338.00 CHF	Commander  Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Article de radioprotection

9/13

www.schweizer-roentgen.ch/humaine-radioprotection
www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-radioprotection

Médecine humaine

Médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
610 62000050 Gants de radioprotection Bas ouvert, 0,25 mm de Pb		248.00 CHF	Commander  Commander 
610 40000005 Protection des ovaires pour les patientes	Protecteur ovarien pour les femmes de plus de 16 ans 	71.00 CHF	Commander 
Protection des gonades pour les patients 1,0 mm de Pb	610 40009912 Taille Medium 	93.00 CHF	Commander 
	610 40009913 Taille Large 	105.00 CHF	Commander 
Coquille protège-gonade	610 40009916 Pour enfants 	225.00 CHF	Commander 
	610 40009914 Pour hommes 	228.00 CHF	Commander 
610 25090000 Collier cervical 0,5 mm de Pb		123.00 CHF	Commander  Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Lunettes de radioprotection

10/13

www.schweizer-roentgen.ch/humaine-radioprotection
www.schweizer-roentgen.ch/veterinaire-radioprotection

Médecine humaine

Médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
610 65000308 Lunettes de radioprotection RSB 8A/Pb (85 g) Lunettes de radioprotection avec monture en plastique et protection latérale supplémentaire, cordon de lunettes inclus.	Équivalence de plomb Face avant : 0,5 mm de Pb Protection latérale 0,5 mm de Pb Couleurs de la monture rouge/bleu/noir	257.00 CHF 	Commander  Commander 
610 61000322 Lunettes de radioprotection RSB 22 (88 g) Lunettes de radioprotection avec monture en plastique, convient comme sur-lunettes, cordon de lunettes inclus.	Équivalence de plomb Face avant : 0,75 mm de Pb Protection latérale 0,5 mm de Pb Couleurs de la monture Noir	368.00 CHF 	Commander  Commander 
610 61000321 Lunettes de radioprotection RSB 21 (88 g) Lunettes de radioprotection avec monture en plastique, convient comme sur-lunettes, cordon de lunettes inclus.	Équivalence de plomb Face avant : 0,75 mm de Pb Protection latérale 0,5 mm de Pb Couleurs de la monture Blanc	368.00 CHF 	Commander  Commander 
610 61000308 Lunettes de radioprotection RSB 8/Pb (90 g) Lunettes de radioprotection avec monture en plastique, plaquettes de nez et protection latérale supplémentaire, cordon de lunettes inclus.	Équivalence de plomb Face avant : 0,75 mm de Pb Protection latérale 0,5 mm de Pb Couleur de la monture Marron Également disponible avec une protection latérale de 0,75 mm de Pb	343.00 CHF 	Commander  Commander 
610 61000310 Lunettes de radioprotection Modèle RSB 10/Pb (76 g) Lunettes de radioprotection avec monture incurvée, cordon de lunettes inclus.	équivalence de plomb Face avant : 0,75 mm de Pb Couleurs de la monture Argent, rouge, bleu	329.00 CHF 	Commander  Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Aimants à cassette pour Bucky

11/13

www.schweizer-roentgen.ch/aimants-cassettes

Médecine humaine

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
860 MA 012 Aimant d'arrêt pour support à cassette Krebs	Pour toutes les tailles de cassettes/détecteurs 	82.45 CHF	Commander 
860 MA 001 Aimant d'arrêt pour tiroir Bucky	Pour toutes les tailles de cassettes / détecteurs 	45.60 CHF	Commander 
860 MA 013 Aimant d'arrêt pour détecteurs AGFA	Pour cassettes et plaques Taille 35 x 43 cm 	50.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Plaque de mémoire

12/13

www.schweizer-roentgen.ch/plaques-memoire

Médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
255 001240 Plaque de mémoire Carestream Taille 0	2 x 3cm 1 pack (4 pièces) 	275.00 CHF	Commander 
255 001200 Pochette de protection Carestream Taille 0	2 x 3cm 1 pack (200 pièces) 	60.00 CHF	Commander 
255 001241 Plaque de mémoire Carestream Taille 1	2 x 4cm 1 pack (4 pièces) 	275.00 CHF	Commander 
255 001201 Pochette de protection Carestream Taille 1	2 x 4cm 1 pack (200 pièces) 	60.00 CHF	Commander 
255 001242 Plaque de mémoire Carestream Taille 2	3 x 4cm 1 pack (4 pièces) 	275.00 CHF	Commander 
255 001202 Pochette de protection Carestream Taille 2	3 x 4cm 1 pack (200 pièces) 	60.00 CHF	Commander 
255 001243 Plaque de mémoire Carestream Taille 3	2,7 x 5,4cm 1 pack (4 pièces) 	317.00 CHF	Commander 
255 001203 Pochette de protection Carestream Taille 3	2,7 x 5,4cm 1 pack (200 pièces) 	60.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

Accessoires de radiographie

Plaque de mémoire

13/13

www.schweizer-roentgen.ch/plaques-memoire

Médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA*	Commande
255 001244 Plaque de mémoire Carestream Taille 4	5,7 x 7,5cm 1 pack (2 pièces) 	384.80 CHF	Commander 
255 001204 Pochette de protection Carestream Taille 4	5,7 x 7,5cm 1 pack (200 pièces) 	60.00 CHF	Commander 
255 001191 Pochettes hygiéniques pour Digisens Taille 4	1 pack (100 pièces) 	95.70 CHF	Commander 
255 001261 Pochettes hygiéniques pour RVG 6200 Taille 1	1 pack (50 pièces) 	15.00 CHF	Commander 
255 001260 Pochettes hygiéniques pour RVG 6200 Taille 2	1 pack (50 pièces) 	15.00 CHF	Commander 

*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA